





Rövid használati útmutató a Z 207 A, Z 207 M, Z 207 H, Z 167 M, Z 287 A és SIEVA-3 HERMLE centrifugákhoz


Gombfunkciók


 **Fordulatszám és RZB-gomb**
= A fordulatszám vagy az RZB megadása 10-es lépésekben


 **Gyorsulási és fékezési idő gomb**
= A gyorsulási és fékezési fokozat bevitel - 0-9

 **Időbevitel gomb**
= a centrifugálási idő bevitel (max. 99h és 59min, valamint tartós futás funkció)


 **Fedélnyitás/leállítás gomb**
= A készülék bármikor leállítható (1x nyomja le). Kinyitja a fedelet a centrifuga leállása után

 **Indítás gomb**
= A készülék csak akkor indítható el, ha a fedél zárva van

 **Tárolás gomb**
= Összesen 99 menet tárolható el, a rotorral és az összes fontos paraméterrel együtt

 **Prog gomb**
= Ezzel hívhatók elő az elmentett programok

 **Quick gomb**
= Rövid menetekhez

 **Forgatható mező**
= A kívánt paraméterek könnyen, egy ujjal beállíthatók



Tudnivalók

Kérjük, vegye figyelembe, hogy egy menet befejezése után csak akkor lehetséges újraindítás, ha a készülék fedelét kinyitották és újra bezárták. Ha nem így van, akkor az „open” szöveg villog az rpm/rcf kijelző-szegmensben

A centrifuga esetleges meghibásodása esetén vagy az áramellátás zavara esetén a fedél a rotor rögzítéshez adott kulccsal kézzel is kireteszeshető. Ehhez oldja ki a készülék bal elülső alsó oldalán levő gombot, és húzza meg a piros zsinórt. (a vészkiresztelésre vonatkozóan lásd a használati útmutatót)

FIGYELEM:

- Vészkiresztelés esetén a rotor még foroghat - ezért kerülje a rotor érintését a forgás közben.
- Minden használat előtt ellenőrizze a rotormeghúzó csavar megfelelő

Általános:

- A mintatárolókat csak a centrifugán kívül töltsse meg.

Kijelző-funkciók



rpm/rcf - kijelzés
A fordulatszám, ill. a relatív centrifugálási gyorsulás (RZB) kijelzése
A szükséges és a tényleges érték kerül kijelzésre.



acc/decel - kijelzés
A gyorsulási és fékezési fokozat kijelzése



time - kijelzés
A centrifugálási idő kijelzése, max. 99h és 59min, és tartós futás funkció